


OKB ruší stanovení C3, C4 složky komplementu, orosomukoidu a haptoglobinu. Tyto metody bude od 15.3.2024 stanovovat Oddělení laboratorní imunologie.

Metody naleznete ve FONS v imunologické žádance.

Vzorky, prosím, zasílejte stále na oddělení OKB.



Následující referenční intervaly platí pro vzorky séra a plazmy zdravých dospělých jedinců:

Analyt	Referenční rozmezí
C3	0,9 – 1,8 g/l
C4	0,1 – 0,4 g/l
Orosomukoid	Ženy 0,4 – 1,2 g/l Muži 0,5 – 1,3 g/l
Haptoglobin	0,3 – 2,0 g/l